



Mancha producida
por quemadura
con láser



Repigmentación de
75% después de
8 sesiones
con el XTRAC

Usted necesita conocer el láser XTRAC.

La misma tecnología usada con éxito por la oftalmología para la corrección de la miopía, puede recuperar el color de su piel de manera rápida y eficiente, devolviéndole a usted la confianza en su apariencia. Consulte a su médico sobre el tratamiento con el revolucionario láser XTRAC.

www.xtrac.com.br

XTRAC  TM
Años luz adelante

XTRAC  TM
Años luz adelante

**LA SOLUCIÓN EN LÁSER
PARA LA MANCHAS BLANCAS
Y DESPIGMENTACIÓN
DE LA PIEL**





Láser XTRAC para el tratamiento de manchas blancas y despigmentación de la piel

Si cicatrices quirúrgicas, manchas de puntos, quemaduras, lesiones traumáticas o depilación por láser han producido algunas manchas blancas en su piel, ahora usted puede poner un punto final en su descontento.

El revolucionario láser XTRAC se ha mostrado eficiente en el tratamiento de esas manchas, conocidas como leucodermias, despigmentación o pérdida de pigmento. En pocas y breves sesiones, el XTRAC puede ayudar a reconstituir la pigmentación natural de su piel.

¿En qué es diferente el XTRAC?

El láser XTRAC está años luz adelante de los demás tratamientos para manchas blancas, pues utiliza un haz de láser cuidadosamente enfocado a través de un sofisticado sistema de fibra óptica. El XTRAC puede recuperar el color de su piel de manera rápida y eficiente, usando sólo la dosis necesaria para estimular los melanocitos, sin exponer la piel normal.

¿Cómo se realiza el tratamiento?

El tratamiento se realiza en sesiones semanales o dos veces por semana. La aplicación del láser dura en promedio 5 minutos, sin riesgo de quemaduras. Por ser totalmente indoloro, también puede ser aplicado en niños.

¿Cómo puedo saber si mis manchas blancas podrán tratarse con el XTRAC?

Sólo una evaluación con su médico podrá definir si el XTRAC será el mejor tratamiento en su caso.

